

dryotix

SP Spray ótico

dryotix ayuda a secar y eliminar el exceso de humedad del oído. Está formulado para aliviar las molestias que produce el agua atrapada en el oído, previniendo las infecciones causadas por bacterias u hongos y el dolor. **dryotix** combina una fórmula única en un dispositivo de spray patentado.

¿Cuándo se debe utilizar dryotix?

Después de actividades en el agua, como natación, buceo, baño o ducha.

¿Cómo funciona dryotix? La fórmula de **dryotix** posee propiedades fisicoquímicas especiales que se activan en contacto con el agua. Induce a la completa evaporación del agua y elimina la humedad del conducto auditivo externo. El mecanismo de microspray permite la óptima dispersión de **dryotix** en el oído, para conseguir un resultado inmediato.

Ingredientes:

Alcohol isopropílico, Glicerina y Aceite de rosas.

Instrucciones para el uso de dryotix:

Aplicar 1 ó 2 pulverizaciones en el oído:

· Enderezar el conducto auditivo externo tirando ligeramente de la parte superior del lóbulo hacia arriba y hacia la parte posterior de la cabeza. Esta maniobra permite la penetración de los principios activos en la parte interna del conducto auditivo externo.

Tras su aplicación, en 2 ó 3 minutos, se producirá la completa evaporación del agua o humedad atrapada en el conducto auditivo externo. Si es necesario repetir su aplicación.
Niños a partir de 2 años.

Advertencias:

Mantener fuera del alcance de los niños.
No aplicar el spray en los ojos.
Solo para uso externo.

Conservación:

Conservar en lugar fresco, seco.
No refrigerar.



Representante autorizado:

Obelis S.A.
53 Boulevard Général Wahis
1030 Brussels, Belgium

Distribuido por:
Reva Health Europe S.L.
Pl. Ausiàs March 1, 4º 6ª
08195 Sant Cugat del Vallès, ESPAÑA
info@reva-health.com

Fabricado por:

Naveh Pharma Ltd
POB 8139 Natanya 42505
Israel

SOLO PARA USO EXTERNO
SPRAY 30 ML

(1) Outcome of treatment of ear complaints with dryotix. Staff of Dep., ORL and Head and Neck Surgery, Bikur Cholim Hospital, Jerusalem, August 2006.

dryotix

EN Otic spray

dryotix is an ear-water removal and drying aid product formulated to relieve ear discomfort due to trapped ear-water, preventing harmful effects such as bacteria or fungal infections and pain. **dryotix** combines a unique formula in a patented jet spray device.

When should dryotix be used?

After water activities like, swimming, diving, bathing or showering.

How does dryotix work?

The **dryotix** formula has special physico-chemical characteristics that are activated when in contact with water. It causes the full evaporation of water and removes moisture from the ear canal. The micro spray mechanism allows optimal dispersion of **dryotix** in the ear for immediate result.

Ingredients:

Isopropyl alcohol, glycerine and oil of roses.

Warnings:

dryotix should not be used in patients with perforated eardrum.
Keep out of reach of children.
Avoid contact with the eye.
For external use only.
Children from 2 years old.

Storage:

Store in a cool dark place. Do not refrigerate.



Authorized representative:

Obelis S.A.
53 Boulevard Général Wahis
1030 Brussels, Belgium

Distributor:

Reva Health Europe S.L.
Pl. Ausiàs March 1, 4º 6ª
08195 Sant Cugat del Vallès, ESPAÑA
info@reva-health.com

Made for:

Naveh Pharma Ltd
POB 8139 Natanya 42505
Israel

FOR EXTERNAL USE ONLY
SPRAY 30 ML

(1) Outcome of treatment of ear complaints with dryotix. Staff of Dep., ORL and Head and Neck Surgery, Bikur Cholim Hospital, Jerusalem, August 2006.



1 Cabeza recta
Head straight



2 Pulsar 1 segundo
Press 1 second



3 Cabeza recta
Esperar 10 segundos
Head straight
Wait 10 seconds



4 Secar
Dry



5 Limpiar
10 segundos a 40°C
Clear
10 seconds at 40°C

RE-VA
Health



Producto sanitario

Issue date: 17.09.2017
Revision No. 5 09/2017

C.N. 156355.2

dryotix

FR Spray otique

dryotix est un produit aidant à l'assèchement et au retrait de liquide dans l'oreille. Sa formule est destinée à soulager la gêne provenant de l'eau enclavée dans l'oreille, évitant ainsi des effets nocifs tels que des infections bactériennes ou fongiques ainsi que la douleur causée par la pression. **dryotix** associe une formule unique à un pulvérisateur breveté.

Quand doit-on utiliser dryotix?

Après des activités telles que la natation, la plongée, les bains et les douches.

Comment dryotix agit-il?

Le formule de **dryotix** présente des caractéristiques chimiques et physiques particulières activées au contact de l'eau. Elle provoque l'évaporation complète de l'eau et supprime l'humidité dans le conduit auditif. Le mécanisme de micro-vaporisation permet une diffusion optimale de **dryotix** dans l'oreille afin d'obtenir un résultat immédiat.

Ingredients:

Isopropyl alcohol, glycerine and oil of roses.

Mode d'emploi:

Appliquez une ou deux fois dans l'oreille affectée. Répétez l'application si cela est nécessaire. Enfants à partir de 2 ans.

Avertissements:

dryotix ne doit pas être utilisé chez des patients souffrant d'une perforation de la membrane du tympan. Tenir hors de portée des enfants. Évitez tout contact avec les yeux. Uniquement à usage externe.



Un représentant autorisé:

Obelis S.A.
53 Boulevard Général Wahis
1030 Brussels, Belgium

Distributeur:

Reva Health Europe S.L.
Pl. Ausiàs March 1, 4º 6º
08195 Sant Cugat del Vallès, ESPAÑA
info@reva-health.com

Fabricant:

Naveh Pharma Ltd
POB 8139 Natanya 42505
Israel

UNIQUEMENT À USAGE EXTERNE
SPRAY 30 ML

(1) Outcome of treatment of ear complaints with dryotix. Staff of Dep.. ORL and Head and Neck Surgery, Bikur Cholim Hospital, Jerusalem, August 2006

dryotix

DE Otischer spray

dryotix ist ein Produkt zum Entfernen und Austrocknen von Wasser aus dem Innenraum des Ohrs. Es wurde zur Linderung von Unbehagen im Ohr, das durch eingeschlossenes Wasser ausgelöst wird, entwickelt, um so der Entstehung von gesundheitsgefährdenden Folgeerscheinungen, wie Bakterien oder Pilzkrankheiten und Schmerzen, vorzubeugen. **dryotix** verbindet eine einzigartige Formel mit einem patentierten Sprühstrahlgerät.

Wann soll dryotix angewendet werden?

Nach Aktivitäten im Wasser wie Schwimmen, Tauchen, Baden oder Duschen.

Über die Wirkungsweise von dryotix:

Die **dryotix** Formel weist besondere physiochemische Eigenschaften auf, die beim Kontakt mit Wasser angeregt werden. Es verursacht die vollständige Verdunstung von Wasser und entfernt Feuchtigkeit aus dem Inneren des Ohrkanals. Die Mikro-Spray-Mechanismen erlauben eine optimale Verteilung von **dryotix** im Ohr und haben unmittelbare Ergebnisse zur Folge.

Ingredients: Isopropyl alcohol, glycerine and oil of roses.

Anleitungen zur Verwendung von dryotix:

Nur ein- oder zweimal in dem betroffenen Ohr anwenden. Falls notwendig, Anwendung wiederholen

Kinder ab 2 Jahren.

Vorsichtsmaßnahmen:

dryotix darf nicht bei Patienten mit einem perforierten Trommelfell angewendet werden. Bewahren Sie das Arzneimittel außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Vermeiden Sie Kontakt mit den Augen. Nur zur äußerlichen Anwendung.



Ermächtigter Vertreter:

Obelis S.A.
53 Boulevard Général Wahis
1030 Brussels, Belgium

Verteiler:

Reva Health Europe S.L.
Pl. Ausiàs March 1, 4º 6º
08195 Sant Cugat del Vallès, ESPAÑA
info@reva-health.com

Hersteller::

Naveh Pharma Ltd
POB 8139 Natanya 42505
Israel

NUR ZUR ÄUßERLICHEN ANWENDUNG
SPRAY 30 ML

(1) Outcome of treatment of ear complaints with dryotix. Staff of Dep.. ORL and Head and Neck Surgery, Bikur Cholim Hospital, Jerusalem, August 2006



1 Tête droite
Kopf gerade




2 Appuyez
sur 1 seconde
Drücken
Sie 1 Sekunde



3 Tête droite
Attendez 10 secondes
Kopf gerade
Warten Sie 10 Sekunden



4 Sécher
Trocknen



5 Effacer les
10 secondes à 40 ° C
Klar
10 Sekunden bei 40 ° C



Issue date: 17.09.2017
Revision No. 5/09/2017