




Descripción	Prospecto Normomar Salina Gel	Tintas
Dimensiones	105 x 85 mm	 Negro
Nº Tintas	1	
Observaciones	1 Tinta + Troquel	
Versión	NMRSALG/9.2	
Fecha	14/06/2021	

COMPOSICIÓN:

Agua, Glicerina, Hidroxietilcelulosa, Propilenglicol, Cloruro de Sodio, EDTA disódico, Alantoína, Pantenol, Cristales de Mentol, Ácido Hialurónico, Perfume.

INSTRUCCIONES DE USO:

Suene su nariz suavemente. Colocar una pequeña cantidad de gel con un dedo limpio o directamente desde la boquilla del tubo en la fosa nasal y frotar suavemente. Es aconsejable dar un suave masaje desde el lado externo de la fosa nasal a fin de extender perfectamente el gel.

DOSIFICACIÓN:

Aplicar cuantas veces sea necesario.

Fabricado por: Naueh Pharma Ltd P.O.B. 8139. Netanya. 42505. ISRAEL

Importado por: LABORATORIOS NORMON, S.A. Ronda de Urdacarrizo, 6 28760 - Tres Cantos. Madrid. ESPAÑA www.normon.es

Obelis, S.A. Av. de Teruueren 34, bte 44, 1040 Bruselas. BÉLGICA

MD [REF] NSG20 NMRSALG/9.2 Fecha última rev. Junio 2021

normomar[®] salina gel


Devuelve la hidratación natural a la mucosa nasal en caso de sequedad

SOLUCIÓN NASAL HIDRATANTE PARA FOSAS NASALES SECAS:

- Hidrata previniendo y suavizando las heridas nasales gracias al sistema avanzado de hidratación a base de Ácido Hialurónico, Alantoína y Pantenol.
- Restaura el normal funcionamiento de la membrana mucosa gracias a la acción del Pantenol.
- La mucosa recupera su humedad natural suavizando las heridas y ablandando las costras.
- Sin conservantes.

INDICACIONES:

Hidratante para la sequedad de las fosas nasales.



FRONT

normomar[®] salina gel

Devuelve la hidratación natural a la mucosa nasal en caso de sequedad

Sobre la sequedad de las fosas nasales.


Las fosas nasales están recubiertas por la **mucosa nasal**, cuya función es calentar, humidificar y limpiar el aire que respiramos. La mucosa tiene, además, unos cilios que retienen polvo y componentes del aire de mayor tamaño; en condiciones normales, ésta genera moco que mantiene humectadas las paredes de las fosas nasales y previene la entrada de agentes nocivos.

Determinadas situaciones (ambientales, farmacológicas, rinitis atrófica...) pueden cursar con sequedad nasal, alterando la mucosa que produce menos cantidad de moco; como consecuencia, los cilios se retrotraen no filtrando bien el aire y hay una mayor tendencia a la aparición de heridas e infecciones.


Normomar Salina spray o gel son soluciones hidratantes que gracias a la acción sinérgica de sus ingredientes actúan

aliviando e hidratando las fosas nasales secas. Su **sistema regulador** mantiene el pH entre 5-6 óptimo para las fosas nasales. El **Ácido Hialurónico** aporta una película hidratante. La **Alantoína** y el **Pantenol** promueven la regeneración natural de las células y aumentan la capacidad de retención de agua en la piel.

NARIZ SECA



NARIZ DESPEJADA



BACK

CONFORMIDADES	REALIZADO POR:	APROBADO POR: Dirección médica	APROBADO POR: Dep. Prod. Sanitarios	APROBADO POR: Dep. Marketing	APROBADO POR: Dirección Técnica	CONFORME PROVEEDOR
FIRMA / FECHA	GROW					