



Feuchtigkeitsgel für die trockene Nase

Versorgt bei trockener Nase die Nasenschleimhäute mit natürlicher Feuchtigkeit. Speziell für Sauerstoffpatienten geeignet.

Nasal Moisturizing Gel for dry nose

Provides the nasal mucous membranes with natural moisture when the nose is dry. Suitable for oxygen patients.


Anleitung:
So häufig wie nötig um und in die Nasenöffnungen auftragen.

Achtung:
Nur zur lokalen Anwendung. Direkten Kontakt mit den Augen vermeiden. Außenhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Aufbewahrung bei Raumtemperatur 15-30° C.

Zusammensetzung:
Geräinigtes Wasser, Hydroxyethylcellulose, Natriumchlorid, Propylenglykol, Disodium EDTA, Panthenol, Allantoin, Mentholkristalle, Natriumhyaluronat, Glycerin, Parfüm

Medizinprodukt

 **e 20 ml**

 **Hersteller / Manufacturer:**

Narven Pharma Ltd
www.narvenpharma.com

EU Representative:

OBELLS S.A.

Avenue de Tervuren 34

Bte 44

B-1040 Brussels, Belgium

Exklusiv-Vertreter:

CEGLA Medizintechnik

GmbH & Co. KG

Horsser Berg 1

56410 Montabaur

Garnhary

www.cegla.de

CEGLA
MEDIZINTECHNIK

RC **GEL** NASAL